

疾病的信心。

2. 解释疾病,促进康复。良好的语言表达,可以给病人以启发、鼓励,加深护患感情,使病人树立康复的信心,在治疗中可起到事半功倍的效果。所以,我们十分倡导和病人言谈交流。通过交谈,我们还发现他们总愿讲自己过去的光荣经历,每讲到动人处,就无比兴奋,情绪高涨。此时,我们总是全神贯注,并借此机会鼓励他们重新树立当年的勇气和信心战胜疾病。我们还经常给他们讲解骨伤科方面的医学知识,解释病情变化规律,帮助他们克服心理障碍,让他们感到社会对他们的重视,打消其年老无用的心理压力,从而建立起接受治疗的最佳心理状态。

3. 提高业务素质和技术水平。我们的要求是,举

止稳重、动作老练、操作轻柔、反应敏捷,关心和重视他们的各种治疗和检查,使之在心理上产生安全感,对每一项护理工作放心满意。

4. 在治疗原则允许的情况下,尽量满足老年骨折病人的要求,对老年患者的护理工作要求热情、周到、细致,使他们在治疗上、生活上都得到照顾,感到护士就是他们的亲人,就会产生良好的治疗效果。

5. 确立远期治疗目标,做好出院指导,让他们在心理上树立长期与疾病作斗争的信念。对生活不能自理、长期卧床的病人,向其家属做好护理操作示范,详细交待注意事项,如保持床铺清洁、干燥,为病人翻身按摩等,以巩固治疗效果,使这些老年患者在心理上增强战胜疾病的信心。

## 床头固定折放式输液架的制作与使用

黑龙江省哈尔滨市第五医院 (150000)

赵云霞 刘艳杰 宋燕 田玉平

“重底落地式输液架”使用时搬动沉重,很不方便。

床头固定折放式输液架则带来了诸多方便,每张床都可安装,安装简便,使用方便,不占用空间。该架以病床为稳定面,多角度,转动灵活。输液完毕后的合理存放,保持了病室整体的环境美。


结构:输液架杆长 1.30m,挂输液瓶的钩 8cm。输液架的底部装一平面活动轴和一立卧活动轴,可自动折放。轴下面是一长 3cm、宽 2cm 带有螺孔的固定板,安装时与底部固定件相固定。

此外,尚有两组固定件。一组底部固定件固定床头平床板处的钢管上。此固定件上有两个螺钉是与输液架底部的固定板螺孔相固定的。另一组上部固定件,一端装在床头钢管上部,另一端是一夹,将输液架杆放入夹内用活动门门紧后形成第二固定点,使输液架更稳。

使用方法:使用时从床边拉出后(平面活动轴活

动)竖起(立卧活动轴活动)用上部固定件的夹夹住输液架,用活动门门紧后即可使用。

使用完毕,打开活动门将输液架杆放回床边。不影响床上床下活动。室内整齐美观。



## 安徽省高校科技函授部

中医函授大专班面向全国招生

本部经安徽省教委批准面向全国招生。选用《全国高等中医院校函授教材》,开设十二门中西医课程,与高等教育中医自学考试紧相配合,由专家教授全国辅导和教学。凡具有高中语文程度者均可报名,附邮 3 元至合肥市望江西路 6—008 信箱中医函大,邮编 230022,简章备索。